




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE Rückenlehne, zur Festmontage R1651000
Farbe	VVS:777526390 NRF:6191661 EAN:5708590176802 HMI: 25574 NBS:N13:426 Weiß
Produkt- beschreibung	 Der hochklappbare Duschsitz und die passende Rückenlehne der VALUE Serie bieten eine einfache Lösung für Nutzer, die sich beim Duschen hinsetzen möchten. Rückenlehne für Duschkappsitz, Rückenlehne hellgrau Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk
Verstellung	Festmontage
Materialien	Das Wandscharnier ist aus Aluminium hergestellt, und der Rückenlehne ist aus Vakuumgeformtes Polyethylen (PE) hergestellt.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE Rückenlehne, zur Festmontage
Produktnummer	R1651000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.

pressalit.com