




PRESSALIT®

Produkt	Vorhang für Dusch- und Pflegeliegen 1000
Produktnummer	R8421000
	VVS:777544880 NRF:7501958 EAN:5708590293301 NBS:N13:40,375
Farbe	Weiß
Produkt- beschreibung	 <p>Vorhang für Dusch- und Pflegeliegen 1000, 1800 mm. Materialien: PVC-beschichtete Segeltuchbespannung (phthalatfrei)</p> <p>Vorhang für Dusch- und Pflegeliegen 1000, 1800 mm. Materialien: PVC-beschichtete Segeltuchbespannung (phthalatfrei)</p>
Reinigung	Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®