



Produkt Produktnummer	CareSystem Wandschiene mit Rasterleiste, 600 mm. Auslaufmodell per 31/12-2015 R9915
Produkt- beschreibung	Wandschiene mit Rasterleiste, 600 mm, für senkrechte Montage, für höhenverstellbaren Klappsitz und Duschstuhl. Ohne Befestigungsmaterial. Auslaufmodell per 31/12-2015. Wird durch R9866 ersetzt. Wandschiene mit Rasterleiste, 600 mm, für senkrechte Montage, für höhenverstellbaren Klappsitz und Duschstuhl. Ohne Befestigungsmaterial. Auslaufmodell per 31/12-2015. Wird durch R9866 ersetzt.
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Ist abhängig von der Beschaffenheit der Wand. Vertikal belastbar mit bis zu 1000 kg.
Materialien Funktionen	Grundmaterial: 20 Micrometer anodisiertes Aluminium Vordere Einschubleiste und Endkappen aus Polystyrene Plastik (PS) Kann an allen Wandarten montiert werden. Integrierter Produktstopper verhindert, dass die Produkte von der Schiene gleiten.
Reinigung	Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.



PRESSALIT®

Produkt	CareSystem Wandschiene mit Rasterleiste, 600 mm. Auslaufmodell per 31/12-2015
Produktnummer	R9915

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®