



PRESSALIT®

Produkt	Matratze 760 x 950 x 30 mm
Produktnummer	RB1903000
Farbe	Weiß
Produkt- beschreibung	Zubehör für Wickeltisch Matratze 760 mm x 950 mm x 30 mm, für 1400 mm Wickeltisch mit sanitären Artikeln Phthalatfrei Zubehör für Wickeltisch Matratze 760 mm x 950 mm x 30 mm, für 1400 mm Wickeltisch mit sanitären Artikeln Phthalatfrei



PRESSALIT®

Produkt	Matratze 760 x 950 x 30 mm
Produktnummer	RB1903000
Reinigung	RB1901-RB1905 Puslemadrass, betræk – hvid. 1460 PU kvalitet (polyurethan), ftalatfri. Pressalit anbefaler daglig rengøring med sæbevand og efterfølgende aftørring, og ugentlig vask ved 60°, uden skyllemiddel, med retsiden ud. Kan tørretumbles. Desinfektion kan foretages med desinfektionsservietter. Brug ikke desinfektionsmidler beregnet til hårde overflader. Puslemadrasser, betræk – rød eller blå. NX200; en vinyl-kvalitet der er Øko-Tex 100 godkendt, hvilket betyder at den er ftalatfri og fri for tungmetaller. Pressalit anbefaler daglig rengøring med sæbevand og efterfølgende aftørring, og ugentlig vask ved 40°, uden skyllemiddel, med retsiden ud. Må ikke tørretumbles. Må ikke desinficeres. Fyld (polstring). Skummet indeholder kun blødgørere af typen DINP, der er EU-godkendt til brug i artikler til børn. Skummet må ikke vaskes. Anvend ikke madrassen uden betræk af hygiejniske hensyn.

pressalit.com

PRESSALIT®